

**COMPANY PROFILE 2021** 



ENERGY-EFFICIENT FEATURES, EXCELLENT ACCESSIBILITY AND MODERN AMENITIES MAKE TOP GLOVE TOWER THE PREFERRED ADDRESS FOR BUSINESS.



WELCOME

## **Company Profile 2020**

Clover Glove Co. Ltd. was founded in 2020 as a full fledge trading and import/export all of medical equipment and is registered with the Ministry of Commerce under registration number 0105563094544

We have a strong link to many manufactures in Thailand. Combining with cooperative partner is surely superior blend since the eventually means pairing reliability and on-time delivery with an innovative, fast reacting.

Originally starting out in the Nitrile Glove the company became swiftly involved in plenty of other segments and is continuously adopting new challenges. Besides the trading business it has identified the necessity to offer special services to our clients.

Kongpob Kantathavorn

**Chief Executive Officer** 

#### TABLE OF

## **Content**

04	Our Product
05	Product Data Sheet
06	Nitrile Examination Gloves
08	Nitrile Examination Gloves
10	Certificate
11	Certificate
12	Certificate
14	Certificate
15	Certificate


#### **ABOUT**

#### **Our Products**

Direct QC on the line is a regular practice to ensure that every glove is classified according to its quality standard. The parameters control systems for the raw materials used and operational process are set up to conform to the relevant or specific sections of the USA FDA's Good Manufacturing Practices (GMP), ISO 9001:2000, ASTM & EN455 Standards.

These are non-sterile examination and protective gloves for single use, intended for use in medical field to: protect patient and user from crosscontamination, conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures and for handling medical contaminated material. Gloves are classified as Medical Devices Class I and as a Personal Protective Equipment category III. Their design and labelling correspond to the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC and the European Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment. Gloves should be used solely

according to their intended application.





#### OUR OFFER

## Why Clover Glove?

Our products are non-sterile examination and protective gloves for single use, intended for use in medical field to: protect patient and user from crosscontamination, conducting medical examinations.

- EC Rep symbol should be used 01. with name and address of EC representative
- Protective glove against mechanical risk **02**. (if applicable accompanied by 4-digit code of relevant performance levels)
- Gloves protecting against 03. chemical dangers with digit literal codes
- Food contact symbol (article is suitable for food contact, for details check the instruction for use)

#### A PIECE OF OUR

## **Products Data Sheet**

Permeation performance levels as per Level1>10min , Level2>30 min, level3>60 min, level4>12	EN 374-4:2013	
Test results acc. to EN 1652		
Chemical	Level	Degradation [%]
35% Ethanol	6	55.0
40% Isopropanol	6	68.7
10 Acetic acid	4	53.7
50 % Benzalkonium chloride*	6	29.5
4% Chlorhexidine digluconate **	6	32.9
10% Phosphoric acid	6	14.0
40 % Sodium hydroxide	6	2.6
12 % Sodium hypochlorite	6	22.7
50% Sulphuric Acid	6	21.1
5% Ethidium Bromide	6	32.9
3% Hydrogen peroxide	6	44.0
30% Hydrogen peroxide	2	52.8
37% Formaldehyde	5	20.0
50% Glutaraldehyde	6	22.9
0.1% Phenol	6	24.7

- Permeation rate 7 g/cm2 /min,EN374-4:2013 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.
- \*\* Permeation rate 7 g/cm2 /min,EN374-4:2013 degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

Noted: 1) Glove minimum length for Lab application accordance to EN455-2

Test acc. To EN 374-2	2014 - Level 2 (ISO 2859)	Test acc. To EN ISO 3	74-5:2016
Performance level	AQL	Protection against bacteria & fungi	Pass
Level 3	< 0.65	Protection against viruses	Pass
Level 2	<1.5		
Level 1	< 4.0		



#### **TRUST**

### **Nitrile Examination Gloves**

These are non-sterile examination and protective gloves for single use, intended for use in medical field to: protect patient and user from crosscontamination, conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures and for handling medical contaminated material. Gloves are classified as Medical Devices Class I and as a Personal Protective Equipment category III.



## WHAT IS AN EXAMINATION GRADE DISPOSABLE GLOVE?

Examination grade gloves have to pass a series of technical tests in order to meet the safety requirements specified by the FDA. Gloves are tested for puncture and abrasion resistance, must meet tension and elongation tests and are also tested for chemical substance resistance. Manufacturers of these



Know the AQL test results - do you know how many glove defects your disposable gloves have?



Only choose disposable gloves that have an AQL of 2.5 or less - pay for gloves that are suitable for food handling



Beware of cheap imports which may be reject clearance lines - you may be paying for glove failures and the potential spread of bacteria and virus

## WHY IS AQL IMPORTANT?

The AQL of a disposable glove is the "Acceptable Quality Level" and refers to a quality standard for measuring pinhole defects. Glove manufacturers test a random sample of gloves from a batch during initial production and test for subsequent pinhole defects.





# WHAT YOU NEED TO KNOW

The Coronavirus 2019 (COVID-19) that has been spreading throughout the world, from China to America, Europe to Africa, etc. It is highly feasible that the virus is transmitted from person to person and travellers in the affected regions should take appropriate protective measures. A reliable method to protect yourself from coming into direct contact with the virus is to wear respiratory or protective masks and gloves. The regular use of hand sanitizers is also recommended.



#### DISCOVER THE FUTURE OF

## **Clover Glove**

There's this notion that to grow a business, you have to be ruthless. But we know there's a better way to grow. One where what's good for the bottom line is also good for customers. We believe our businesses can grow with a conscience, and succeed with a soul — and that they can do it with inbound. That's why we serve our customers for the betterment of humanity every day.

2,7%

90%

99,8%

Market Growth per Week

**Increase of New Customers** 

**Guarantee of Sold Products** 





Product Name:	Clover Glove Nitrile Powder-Free Gloves
Material:	Nitrile butadiene rubber (NBR)*
Sterility:	Non-sterile
Color:	Blue
Size:	M (240mm)
Package Size:	100ea/box
Weight:	4.8g
Thickness at Palm (Single Wall):	Specification: 3.1mil (0.08mm)
	Actual Measurement: 3.5 mil (0.09mm)
Inner Treatment:	Chlorination
Features:	Powder-free
	Latex free
	Ambidextrous
	Disposable
	CE Compliant
	Figure textured
	Single use only
AQL Up to:	1.5
Origin:	Thailand

<sup>\*</sup>This product is not made with Natural Rubber Latex

#### ACHIEVEMENT

## Certificate











ทะเบียนเลขที่ 0105563094544

แบบ พค. 0401

# **กรมพัฒนาธุรกิจการค้า** ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โครเวอร์ โกรฟ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ออกให้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นางสาวระพีพรรณ คชาชัย) นายทะเบียน

SSASSIMMANAS





สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทะเบียนนิดิบุคคลเลขที่ 0105563094544 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โครเวอร์ โกรฟ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายก้องภพ กันตถาวร

2. นางสาวฉัตรทิพย์ อุ่นดาล/

จำนวนหรือชื่อกรรมการขึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 222/36 หมู่บ้าน แกรนดิโอ ลาดพร้าวฯ ชอยนวมินทร์ 42 แยก 27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร/

 วัดถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายพะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



คำเดือน : ผู้ใช้ควรดรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



nsulinumqs/fromsen กระทรวงมาเดินย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
สายรับน 1570 www.dbd.go.th Îns. 02 528 7600

#### CONTACT

## **Get in Touch**



- 1999/8 District Sriwara Village Ladphrao 94 (Punjamit) Plabphla Wanthonglang Bangkok Thailand
- sales@cloverglove.co.th https://www.cloverglove.co.th
- +66 6383 66999 +66 6350 54446

